



BLIKSUND

Zugriff auf die erweiterten Einstellungen für CRS Windows

Versie: July 2025


Zugriff auf die CRS erweiterten Einstellungen

Wenn Sie auf die erweiterten Einstellungen zugreifen möchten:

- Sie müssen ein Benutzer mit Administratorrechten in Windows sein
- Je nach Ihren Einstellungen benötigen Sie erweiterte Rechte

Erweiterte Rechte erhalten

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CRS-Symbol
- Wählen Sie "Als Administrator ausführen", und bei der entsprechenden Aufforderung auf Ja



- Gehen Sie zur CRS-Admin (Schaltfläche oben rechts mit den horizontalen Linien), dann zu den Einstellungen. Die erweiterten Einstellungen sollten sichtbar und erweiterbar sein:

